

การประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

เกณฑ์ประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

โดยใช้ SOS Score (Search Out Severity Score)

score	3	2	1	0	1	2	3
อุณหภูมิ (ไข้)		≤ 35	35.1 - 36	36.1 - 38	38.1 - 38.4	≥ 38.5	
ความดันโลหิต (ค่าบน)	≤ 80	81 - 90	91 - 100	101 - 180	181 - 199	≥ 200	ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต
ซีพจร	≤ 40		14 - 50	51 - 100	101 - 120	121 - 139	≥ 140
หายใจ	≤ 8	ใส่เครื่องช่วยหายใจ		9 - 20	21 - 25	26 - 35	≥ 35
ความรู้สึกตัว			สับสน กระสับกระส่าย ที่เพิ่งเกิดขึ้น	ตื่นดี พูดคุ้ยเรื่อง	ซึม แต่เรียกและ ลืม ตา สลึมสลือ	ซึมมาก ต้องกระตุ้น จึงจะลืมตา	ไม่รู้สึกรู้ตัว แม้จะกระตุ้นแล้ว ก็ตาม
ปัสสาวะ/วัน		≤ 500	501 - 999	≥ 1,000			
ปัสสาวะ/8 ชม.		≤ 169	161 - 319	≥ 320			
ปัสสาวะ/4 ชม.		≤ 80	81 - 159	≥ 160			
ปัสสาวะ/1 ชม.		≤ 20	21 - 39	≥ 40			

การแปลผล

รวม score ทั้ง 6 หัวข้อ (ตั้งแต่อุณหภูมิ+....+ปัสสาวะ)

SOS Score 0 – 1 คะแนน

ให้การดูแลเบื้องต้น และให้คำแนะนำญาติในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย พร้อมสังเกตอาการ 1-2 วัน

2 – 3 คะแนน

ส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่ระบบ Sepsis Fast Track

4 คะแนนขึ้นไป

โทร 1669 EMS นำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อเข้าสู่ระบบ Sepsis Fast Track

ผู้ป่วยที่มีสัญญาณแสดงของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ในชุมชน

- ☐ เพ้อ ซึม
- ☐ มีไข้ ตัวร้อน
- ☐ ตัวเย็น
- ☐ หายใจเร็ว
- ☐ ไอ หายใจเหนื่อย มีเสมหะ
- ☐ มีแผล ปวด บวม แดง ร้อน
- ☐ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะกะปริดกะปรอย
- ☐ ถ่ายเหลว มีมูกเลือด มีไข้